

Démarrer avec FreeStyle Libre – Check-list pour la formation



Pour commencer avec FreeStyle Libre, nous conseillons de fournir un kit de démarrage avec:

- 1 échantillon de capteur
- 1 brochure correspondant à l'échantillon de capteur
- 1 dépliant pour les formations en ligne sur FreeStyle Libre

Check-list pour la formation

Fondamentaux

- Application du capteur en 3 étapes
- Téléchargement de l'appli FreeStyle LibreLink^{1,2}, de l'appli FreeStyle Libre 3^{1,2} ou configuration du lecteur
- Démarrage du capteur³ (consacrer les 60 minutes de démarrage à la formation)
- Trucs et astuces pour le port du capteur
- Configuration et utilisation des alarmes^{4,5} optionnelles
- Introduction aux avantages de la mesure continue du glucose
- Différences avec un système de mesure de la glycémie par piqûre au doigt^{5,6}
- Qu'affiche l'écran? Valeur de glucose, flèche de tendance, évolution du glucose
- 60 minutes après la mise en route du capteur: lecture des premières valeurs du glucose

Données de glucose numériques

- Ajout de remarques relatives aux repas, à l'insuline, à l'activité physique
- Rapports dans l'appli ou sur le lecteur
- Rapport «Temps dans la plage cible» et l'effet sur un meilleur contrôle du glucose⁷
- L'écosystème de FreeStyle Libre: capteur, appli ou lecteur, LibreLinkUp et LibreView
- Partage² des données de glucose avec le cabinet: partager l'ID du cabinet et établir la connexion
- LibreView⁸: rapports



Pour toute **question médicale**, veuillez vous adresser à l'équipe responsable du traitement.

Pour toute **question sur FreeStyle Libre**, veuillez vous adresser au service client d'Abbott.

Remarque concernant les offres d'Abbott pour les patient·e·s

- Approfondir ses connaissances sur FreeStyle Libre:
 - Formations en ligne proposées par Abbott → voir dépliant
 - Formation en direct d'Abbott → demandez une offre à votre interlocutrice ou interlocuteur Abbott
- Rester informé(e) des dernières actualités: s'abonner à la newsletter → www.FreeStyle.Abbott
- Informations supplémentaires sur les produits, brochures à télécharger, vidéos, FAQ, etc.
→ www.FreeStyle.Abbott

FreeStyle Libre

www.FreeStyle.Abbott

Abbott
life. to the fullest.®

1. L'appli FreeStyle LibreLink et l'appli FreeStyle Libre 3 ne sont compatibles qu'avec certains appareils mobiles et systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site web www.FreeStyle.Abbott pour vérifier la compatibilité des appareils avant d'utiliser l'appli. La transmission des données entre les applications et LibreView requiert une connexion Internet. 2. Le partage des données provenant de l'appli FreeStyle LibreLink ou FreeStyle Libre 3 requiert un enregistrement auprès de LibreView. 3. Le capteur est prêt à la surveillance de la glycémie 60 minutes après son activation. 4. Les alarmes sont désactivées de manière standard et doivent être activées. 5. Un contrôle supplémentaire des valeurs du glucose par un lecteur de glycémie est nécessaire en cas de non-concordance des symptômes avec les mesures ou les alarmes du système. 6. La mise en place d'un capteur implique l'introduction du filament du capteur sous la peau. Le capteur peut être porté pendant 14 jours maximum. 7. Battelino Tadej, et al., Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603. 8. LibreView est une application basée sur le cloud. Les données LibreView sont transmises à un réseau virtuel non public et hébergées dans une base de données SQL Server. Les données sont chiffrées au niveau des fichiers. Le chiffrement et le type des fonctions d'enregistrement chiffré permettent d'éviter que l'hébergeur nuagique (Amazon Web Services) puisse consulter les données. En cas d'utilisation de LibreView en Suisse, les données sont hébergées sur des serveurs à l'intérieur de l'UE. L'accès à chaque compte utilisateur est protégé par un mot de passe.

Le boîtier du capteur, FreeStyle, Libre, et les marques associées sont des marques d'Abbott. Les autres marques sont la propriété des fabricants respectifs.

© 2024 Abbott I ADC-53269 v2.0