

Guida rapida per l'uso di FreeStyle Libre – Check list per la formazione



Per la formazione all'uso di FreeStyle Libre consigliamo di fornire uno starter kit con il seguente:

- 1 campione del sensore
- 1 brochure corrispondente al campione del sensore
- 1 depliant per i corsi di formazione online su FreeStyle Libre

Check list per la formazione

Aspetti di base

- Applicare il sensore in 3 passi
- Scaricare l'app FreeStyle LibreLink^{1,2}, l'app FreeStyle Libre 3^{1,2} o oppure configurare il lettore
- Avviare il sensore³ (per la formazione utilizzare il tempo di inizializzazione di 60 minuti)
- Consigli e suggerimenti per indossare il sensore
- Configurare e utilizzare gli allarmi^{4,5} opzionali
- Presentazione dei vantaggi del monitoraggio continuo del glucosio
- Differenze rispetto ai sistemi di misurazione della glicemia con puntura del dito^{5,6}
- Dati visualizzati sul display (schermata): valore glicemico, freccia della tendenza, andamento glicemico
- 60 minuti dopo l'avvio del sensore: lettura dei primi valori del glucosio

Dati digitali del glucosio

- Aggiungere note su pasti, insulina, attività fisica
- Report nell'app o sul lettore
- Report «Tempo nell'intervallo target» e relativo impatto su un migliore controllo del glucosio⁷
- L'ecosistema FreeStyle Libre: sensore, app o lettore, LibreLinkUp e LibreView
- Condividere² i dati del glucosio con lo studio medico: comunicare l'ID dello studio e stabilire la connessione
- LibreView⁸: report



Per domande di natura medica
si rivolga al Suo personale sanitario.

Per domande su FreeStyle Libre
si rivolga al servizio clienti di Abbott.

Note sulle offerte di Abbott per i pazienti

- Approfondimento delle conoscenze su FreeStyle Libre:
 - Corsi di formazione online di Abbott → vedere depliant
 - Corso di formazione live di Abbott → richiedere l'offerta al referente Abbott
- Rimanere sempre aggiornati registrandosi alla newsletter → www.FreeStyle.Abbott
- Ulteriori informazioni sui prodotti, brochure da scaricare, video, risposte a domande frequenti, ecc.
→ www.FreeStyle.Abbot

FreeStyle Libre 

www.FreeStyle.Abbott

 **Abbott**
life. to the fullest.®

1. L'app FreeStyle LibreLink e l'app FreeStyle Libre 3 sono compatibili solo con alcuni dispositivi mobili e sistemi operativi. Prima di utilizzare l'app, consultare il sito web www.FreeStyle.Abbott per verificare la compatibilità del dispositivo. Il trasferimento di dati tra le app richiede una connessione Internet. 2. La condivisione dei dati dell'app FreeStyle LibreLink o dell'app FreeStyle Libre 3 richiede la registrazione a LibreView. 3. Il sensore è pronto per la misurazione del glucosio 60 minuti dopo l'attivazione. 4. Gli allarmi sono disattivati per impostazione predefinita e devono essere attivati. 5. Il controllo della glicemia deve essere ripetuto con un misuratore della glicemia, quando i sintomi o gli allarmi non corrispondono alla lettura del sistema. 6. L'applicazione del sensore richiede l'inserimento del filamento del sensore sotto la cute. Il sensore può essere indossato per un massimo di 14 giorni. 7. Battelino Tadej, et al., Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603. 8. LibreView è un'applicazione basata su cloud. I dati LibreView vengono trasmessi su una rete virtuale non pubblica e conservati in una banca dati su server SQL. I dati sono crittografati a livello dei file. La crittografia e il tipo di funzioni dell'archivio chiavi evitano che il provider dell'host nel cloud (Amazon Web Services) possa visualizzare i dati. L'utilizzo di LibreView in Svizzera prevede l'hosting dei dati su server della UE. L'accesso a qualsiasi account utente è protetto da password.

L'involucro del sensore, FreeStyle, Libre, e i marchi correlati sono marchi di Abbott. Altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori.

© 2024 Abbott I ADC-53270 v2.0