



FreeStyle

Libre 3



Informatie over FreeStyle Libre 3



Geavanceerde technologie die in je leven past

Geavanceerde Continu Glucose Monitoring-functies helpen je om op tijd een hypo te voorkomen



Glucosemetingen worden elke minuut, 1440 keer per dag bijgewerkt.



Heeft een krachtige en betrouwbare verbinding, zodat jij snel kunt handelen om hypo's te voorkomen⁴.



Optionele realtime glucose-alarmen geven aan wanneer je glucosewaarde te laag of te hoog is.



Scan om de sensor te activeren; vingerprikken⁶ of een sensorcode invoeren is niet nodig.



Glucosewaarden worden direct naar je smartphone¹ gestuurd en kunnen in één oogopslag worden bekeken⁷.



Met de LibreLinkUp-app kunnen ouders/verzorgers actuele glucose-informatie, trendpijlen en historische grafieken van de afgelopen 12 uur bekijken. Ze kunnen ook hun eigen alarmmeldingen instellen en glucose-alarmen in realtime ontvangen^{8,9}.



De kleinste, dunste en minst opvallende FreeStyle Libre-sensor



Kleiner dan 2 op elkaar gelegde munten van 5 eurocent



Gemakkelijker voor jou:
pijnloos aan te brengen¹¹ en te dragen¹¹
met een eenvoudige 1-delige applicator.

Beter voor de planeet:
gemaakt met 41% minder kunststof
en 43% minder karton⁵.

Afbeeldingen zijn ter illustratie en tonen geen echte patiënten of gegevens.

Informatie over FreeStyle Libre 3 **3**





Prestaties waar je op kunt rekenen






Afbeeldingen zijn ter illustratie en tonen geen echte patiënten of gegevens.

4 Informatie over FreeStyle Libre 3

Heeft een krachtige en betrouwbare verbinding, zodat jij snel kunt handelen om hypo's te voorkomen

-  Uitstekende Bluetooth-verbinding⁴.
-  Maak opnieuw verbinding in slechts 30 seconden⁵.
-  De sensor slaat 14 dagen aan data op, zodat je geen gaten hebt in je grafieken.
-  Elke minuut bijgewerkte glucosewaarden.

Nauwkeurige glucosemetingen, elke minuut, elk uur en elke dag tot 14 dagen lang

-  Bewezen nauwkeurig, stabiel en consistent tot 14 dagen zonder vingerprikken^{6,12}.
-  Uitstekende, betrouwbare alarmprestaties, vooral in het lage glucosebereik¹².
-  Helpt de duur van de hypoglykemie te verkorten en verbetert de algehele glucosecontrole^{13,14}.



Afbeeldingen zijn ter illustratie en tonen geen echte patiënten of gegevens.

Continue Glucose Monitoring waar je op kunt vertrouwen.

Glucosewaarden worden elke minuut rechtstreeks
naar je smartphone¹ gestuurd.

Makkelijk voor jou.

Makkelijk voor zorgprofessionals.

Milder voor de planeet.

1. De FreeStyle Libre 3-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg www.FreeStyleLibre.com voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat je de app gebruikt. Voor het delen van glucosegegevens is registratie bij LibreView vereist. 2. De systemen FreeStyle Libre, FreeStyle Libre 2 en FreeStyle Libre 3 maken deel uit van dezelfde productfamilie. 3. Gebruikershandleiding Dexcom G6 CGM en Gebruikershandleiding Medtronic Guardian Connect System. 4. Gebaseerd op de signaalsterkte in de Gebruikershandleiding Dexcom G6 CGM en Gebruikershandleiding Medtronic Guardian Connect System. 5. Gearchiveerde gegevens, Abbott Diabetes Care. 6. Vingerprikken is nodig als de glucosewaarden en alarmen niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen. 7. De sensor heeft een opwarmperiode nodig van 60 minuten. 8. De LibreLinkUp-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Kijk op www.librelinkup.com voor meer informatie over de compatibiliteit van apparaten voordat je de app gebruikt. Gebruik van de LibreLinkUp-app vereist registratie bij LibreView. 9. Glucose-alarmen worden doorgegeven aan gebruikers van de LibreLinkUp-app wanneer gebruikers verbonden en alarmen ingeschakeld zijn op de FreeStyle Libre 3-app. 10. Geldt voor glucosesensoren die door de patiënt worden aangebracht. 11. Gearchiveerde gegevens, Abbott Diabetes Care. 12. Shridhara Alva, Timothy Bailey, Ronald Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, Hanqing Liu. "Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes." [online gepubliceerd voorafgaand aan gedrukte uitgave op 19 september 2020]. *Journal of Diabetes Science and Technology*. <https://doi.org/10.1177/1932296820958754>. 13. Jan Bolinder, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestijn, Jens Kröger, Raimund Weitgasser. "Novel Glucose-Sensing Technology and Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes: a Multicentre, Non-Masked, Randomised Controlled Trial." *Lancet* 388, nr. 10057 (2016): 2254-2263. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31535-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5). 14. Jordan Lang, Sujit Jangam, Timothy Dunn, Gary Hayter. "Expanded real-world use reaffirms strong correlation between scanning frequency of flash glucose monitoring and glucose control" [Poster 972]. *Diabetes* 68, suppl 1 (2019).

6 Informatie over FreeStyle Libre 3

Via je smartphone kun je altijd¹ en overal² moeiteloos je glucosewaarden controleren en delen met anderen

Eenvoudig monitoren³

Met één app kun je je glucosewaarden controleren en delen⁴.



LibreView

Eenvoudig inzicht⁵

Deel de glucosemetingen met je behandelaar en het diabetes-team voor effectievere consulten⁶.

LibreLinkUp

Eenvoudig verbinden

Deel je glucosewaarden met dierbaren, familieleden of verzorgers zodat ook zij gerust kunnen zijn^{7,8}.

Afbeeldingen zijn ter illustratie en tonen geen echte patiënten of gegevens. **1.** 60 minuten opwarmtijd na aanbrengen van de sensor. **2.** Sensor is waterbestendig tot op 1 meter diepte. Maximaal 30 minuten onderdompelen. Niet te gebruiken boven 3.000 meter hoogte. **3.** Haak, T. *Diabetes Therapy* (2017); <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6>. **4.** De FreeStyle LibreLink-app is alleen geschikt voor bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Lees alvorens de app te gebruiken eerst de informatie op www.FreeStyleLibre.com over de compatibiliteit van mobiele apparaten. Voor het gebruik van FreeStyle LibreLink is registratie bij LibreView vereist. **5.** Unger, J. *Postgraduate Medicine* (2020); www.FreeStyleLibre.com. **6.** De LibreView-website is alleen geschikt voor bepaalde besturingssystemen en browsers. Kijk op www.libreview.com voor meer informatie. **7.** De LibreLinkUp-app is alleen geschikt voor bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Lees alvorens de app te gebruiken eerst de informatie op www.librelinkup.com over de compatibiliteit van mobiele apparaten. Voor het gebruik van LibreLinkUp en FreeStyle LibreLink is registratie bij LibreView vereist. De LibreLinkUp-app is niet bedoeld als primaire glucosemeter: thuisgebruikers moeten hun primaire glucosemeter(s) gebruiken en een arts of zorgverlener raadplegen voordat ze medische beslissingen nemen en/of de behandeling aanpassen op basis van de informatie die door de app wordt verstrekt. **8.** Campbell, F. *Pediatric Diabetes* (2018); <https://doi.org/10.1111/pedi.12735>.



FreeStyle
Libre 3



Heb je een vraag
of opmerking over
je FreeStyle Libre 3-
systeem? We staan
voor je klaar!

Klantenservice
0800 - 022 88 28

Voor meer informatie:
www.FreeStyleLibre.com

Afbeeldingen zijn ter illustratie en tonen geen echte patiënten of gegevens.

© 2024 Abbott. De sensorbehuizing, FreeStyle, Libre, en gerelateerde merkaanduidingen zijn eigendom van Abbott. iPhone en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc. Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC. Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. ADC-82357 v2



Abbott