



AIRPORT SECURITY CERTIFICATE

EN - FreeStyle Libre 2, 2 Plus, 3 & 3 Plus are medical devices for people with diabetes, to monitor glucose levels. People with diabetes must have access to the following material when travelling.

FR - Les dispositifs FreeStyle Libre 2, 2 Plus, 3 et 3 Plus sont des appareils médicaux destinés aux personnes diabétiques pour la surveillance de la glycémie. Ces personnes doivent avoir accès aux informations suivantes lorsqu'elles voyagent.

ES - FreeStyle Libre 2, 2 Plus, 3 y 3 Plus son dispositivos médicos para personas con diabetes que permiten controlar los niveles de glucosa. Las personas con diabetes deben tener acceso al siguiente material cuando viajan.

Date of issue	[	]
Healthcare professional name	[	]
Name of person with diabetes	[	]
Date of birth	[	]
Passport number	[	]



EN - The treatment of this patient requires the daily use of a FreeStyle Libre 2, 2 Plus, 3 or 3 Plus to monitor his/her glucose level and should not, under any circumstances, be interrupted. In order for the patient to avoid removing his/her sensor and to maintain a proper functioning of his/her FreeStyle Libre 2, 2 Plus, 3 or 3 Plus, he/she should not be exposed to some full-body scanners (i.e. x-ray and millimeter radio-wave). Common electrostatic (ESD) and electromagnetic interference (EMI), including conventional airport metal detectors are acceptable. Should there be any doubt about the security scan the patient is going through, please proceed to another type of screening.

For more information, please call +31 800 022 8828 or visit www.FreeStyle.Abbott/nl-nl

FR - Le traitement de ce patient exige l'usage quotidien du système FreeStyle Libre afin de surveiller son taux de glucose et ne doit en aucun cas être interrompu. Pour éviter que le patient retire son capteur et pour maintenir le bon fonctionnement de son système FreeStyle Libre, il/elle ne doit pas être exposé(e) à certains scanners corporels (par exemple : radiographie et ondes millimétriques). Cependant, les interférences électrostatiques (ESD) et électromagnétiques (EMI), y compris les détecteurs de métaux aéroportuaires conventionnels, ne posent aucun problème. En cas de doute sur le type de scan par lequel le patient doit passer, merci de choisir un autre contrôle.

Pour plus d'informations, veuillez appeler le +31 800 022 8828 ou consulter le site www.FreeStyle.Abbott/nl-nl

ES - El tratamiento de este paciente requiere el uso diario del sistema FreeStyle Libre para controlar su nivel de glucosa. Este control no debería interrumpirse bajo ninguna circunstancia. Para que el paciente evite quitar su sensor y mantener un funcionamiento adecuado de su sistema FreeStyle Libre, no debe exponerse a algunos escáneres de cuerpo entero (es decir, radiografías y ondas de radio milimétricas). La interferencia electrostática (ESD) e interferencia electromagnética (EMI) normal, incluidos los detectores de metales en los aeropuertos, no presentan ningún problema. En caso de cualquier duda sobre el tipo de exposición a que el paciente está expuesto, realice otro tipo de control.

Para obtener más información, llame al +31 800 022 8828 o visite www.FreeStyle.Abbott/nl-nl