
FreeStyle
Libre 3
PLUS
Una gestione del diabete più semplice[1] con il sensore FreeStyle Libre 3 Plus e il sistema Omnipod® 5 di somministrazione automatizzata dell'insulina (AID).
Passo dopo passo. Questo è progresso.
1. In base alle caratteristiche del sensore, quali una durata d'uso fino a 15 giorni, dati di accuratezza e configurazione tramite un'unica app compatibile con i sistemi AID.
Abbott

FreeStyle
Libre 3
PLUS

Configurazione tramite un'unica app con il sistema Omnipod® 5

- I pazienti utilizzano l'app[2] Omnipod® 5 per avviare il sensore FreeStyle Libre 3 Plus.
- L'app[2] collega il sensore al sistema Omnipod® 5, preparandolo per la somministrazione automatizzata di insulina.[3]
- Familiari, amici e caregiver possono visualizzare i dati glicemici dei pazienti e impostare e ricevere allarmi[4,5] e notifiche tramite l'app LibreLinkUp[6].

Il nostro sensore e il sistema Omnipod® 5 garantiscono un'esperienza semplice[1] e integrata per il paziente.



Non sono dati reali di pazienti, puramente a scopo illustrativo. Il pod viene mostrato senza l'adesivo necessario.

1. In base alle caratteristiche del sensore, quali una durata d'uso fino a 15 giorni, dati di accuratezza e configurazione tramite un'unica app compatibile con i sistemi AID. **2.** L'app Omnipod® 5 è installata sulla centralina dedicata. **3.** Per passare alla modalità automatizzata sono necessari un pod attivo e un sensore FreeStyle Libre 3 Plus associato. Durante la fase di riscaldamento del sensore, il sistema Omnipod® 5 si trova nello stato «Modalità automatizzata: limitata». Una volta completata la fase di riscaldamento e disponibili i valori glicemici del sensore, il sistema Omnipod® 5 passa alla modalità automatizzata. In questa modalità, il pod prende decisioni sulla somministrazione automatizzata di insulina ogni 5 minuti, sulla base dei valori glicemici del sensore. **4.** Per iniziare a ricevere gli allarmi, si deve collegare il sensore FreeStyle Libre 3 Plus al sistema Omnipod® 5. **5.** Il dispositivo dell'utente richiede una connessione internet per poter caricare automaticamente i dati del glucosio su LibreView per poi trasferirli agli utenti collegati dell'app LibreLinkUp. **6.** L'app LibreLinkUp è compatibile solo con alcuni dispositivi mobili e sistemi operativi. Prima di utilizzare l'app, consultare il sito web www.librelinkup.com per verificare la compatibilità del dispositivo. L'utilizzo dell'app LibreLinkUp richiede la registrazione a LibreView.

Pratico[1] per i Suoi pazienti adulti e pediatrici che utilizzano Omnipod® 5.

Non è necessario sostituire il sensore FreeStyle Libre 3 Plus durante l'utilizzo del sistema Omnipod® 5.[2]



Il sensore FreeStyle Libre 3 Plus è facile da usare[3] e confortevole da indossare[4]. Solo 2 sensori al mese con il nostro sensore dalla durata fino a 15 giorni.



1. In base alle caratteristiche del sensore, quali una durata d'uso fino a 15 giorni, dati di accuratezza e configurazione tramite un'unica app compatibile con i sistemi AID. **2.** Sulla base di una somministrazione automatizzata di insulina fino a 3 giorni. **3.** Haak, T. Diabetes Therapy (2017): https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6. **4.** Alva, S. Diabetes Therapy (2023): https://doi.org/10.1007/s13300-023-01385-6.



Il sistema CGM leader a livello mondiale[1] è la scelta semplice[2] per i Suoi pazienti che utilizzano sistemi AID compatibili.

Durata di utilizzo più lunga[3] sia per adulti che per bambini.

Eccellente accuratezza per 15 giorni[4].

Il sensore più piccolo[4,5], più piatto[5] e più discreto[4] al mondo.

Condivisione semplice[6] dei valori glicemici con i familiari.

FreeStyle Libre 3 PLUS

PRESCRIVA IL SENSORE FREESTYLE LIBRE 3 PLUS
PER OFFRIRE AI SUOI PAZIENTI UN'ESPERIENZA INTEGRATA.

Abbott

CGM = monitoraggio continuo del glucosio, AID = somministrazione automatizzata di insulina. Le immagini qui raffigurate sono foto di agenzia scattate con modelli.

1. Dati disponibili presso l'azienda. Abbott Diabetes Care, Inc. I dati si basano sul numero di utenti mondiali del sistema di misurazione FreeStyle Libre rispetto al numero di utenti di altri rinomati sistemi per la misurazione del glucosio basati su sensori per uso personale. **2.** In base alle caratteristiche del sensore, quali una durata d'uso fino a 15 giorni, dati di accuratezza e configurazione tramite un'unica app compatibile con i sistemi AID. **3.** Dati disponibili presso l'azienda. Abbott Diabetes Care, Inc. Dati basati sulla durata di utilizzo e sulla memorizzazione dei dati specificate nel manuale d'uso del sistema di monitoraggio continuo del glucosio Dexcom G7 e nel manuale d'uso del sistema Medtronic Guardian Connect. **4.** Dati disponibili presso l'azienda. Abbott Diabetes Care. **5.** A confronto con altri sensori applicati in autonomia dai pazienti. Dati disponibili presso l'azienda. Abbott Diabetes Care. **6.** Il trasferimento di dati tra le app del sistema FreeStyle Libre richiede una connessione Internet.

© 2026 Abbott. Tutti i diritti riservati. Libre, il logo con la farfalla, la forma e l'aspetto del sensore, il colore giallo e tutti i marchi e/o design a essi associati sono proprietà intellettuale del gruppo di aziende Abbott in Paesi selezionati. | ADC-129233 v1.0